





■ Comfort Posizionamento e Sicurezza ■

**GIALDI®**

## Cuscino di posizionamento a cuneo



**COD. ART. 703140/RCV06200 (Dimensioni in cm: 6h x 42l x 42l)**

**COD. ART. 703150/RCV06300 (Dimensioni in cm: 10h x 42l x 42l)**

Limita lo scivolamento in avanti. La parte interna, in memory foam, si adatta alla costituzione anatomica del paziente, aumentando la superficie di scarico e riducendo i picchi di pressione. Copertura da un lato impermeabile, dall'altro antiscivolo.



### DATI TECNICI

- Fodera lavabile in lavatrice a 60°
- Dimensioni (hxlxl): 6 x 42 x 42 cm
- Dimensioni (hxlxl): 10 x 42 x 42 cm

## Cuscino di posizionamento a cuneo con divaricatore



**COD. ART. 703160/RCV07300 (Dimensioni in cm: 6h x 42l x 42l)**

**COD. ART. 703170/RCV07400 (Dimensioni in cm: 10h x 42l x 42l)**

Previene lo scivolamento della persona in avanti, Grazie al cuneo divaricatore che aiuta anche a prevenire lesioni da sfregamento alle ginocchia.



### DATI TECNICI

- Fodera lavabile in lavatrice a 60°
- Dimensioni (hxlxl): 6 x 42 x 42 cm
- Dimensioni (hxlxl): 10 x 42 x 42 cm

## Cuneiform per Coccige



**COD. ART. 301524**

Cuscino sagomato, ideale per chi ha problemi al coccige. E' realizzato in viscoelastico rivestito con tessuto di elevata qualità, utilizzabile in auto perchè sbandato lateralmente.



### DATI TECNICI

- Dimensioni (totali): 40 x 40 x 8 cm
- Fodera lavabile a 60°

## Cuneiform antiprostata e antiemorroidi



**COD. ART. 300160**

Il materiale viscoelastico con cui è prodotto il cuscino si adatta a qualsiasi situazione di seduta, è particolarmente adatto ad essere usato in auto, non da sbilanciamento a chi guida. E' sbandato e rivestito con tessuto di alta qualità.



### DATI TECNICI

- Dimensioni (totali): 40 x 40 x 8 cm
- Fodera lavabile a 60°

## Cuscino dorsale maggiorato



**COD. ART. 703105/RCB01625**

Ideale per carrozzina, costituisce un prolungamento dello schienale, dotato all'interno di microsfere in polistirolo, garantisce sostegno al tronco e un'efficace contenzione laterale.

### DATI TECNICI

- Superficie lavabile
- Rivestimento in PU



## Cuscino dorsale a contenimento laterale



**COD. ART. 703110/RCB01739**

Grazie ai due ampi cuscinetti laterali, dotati all'interno di microsfere in polistirolo, sostiene il paziente in una posizione corretta, assicurando una contenzione laterale.

### DATI TECNICI

- Superficie lavabile
- Rivestimento in PU



## Cuscino dorsale



**COD. ART. 703472/RCF55040**

Adattabile a ogni tipo di sedia o carrozzina, garantisce un morbido supporto alla schiena, protegge da eventuali colpi e riduce i picchi di pressione. Rivestimento anteriore in poliuretano, posteriore in cotone.

### DATI TECNICI

- Fibra cava con rivestimento in PU
- Lavabile in lavatrice a 60°



## Cuscini riposa braccia (braccioli)



**COD. ART. 703470/RCF50025**

In fibra cava siliconata. Adattabile a ogni tipo di sedia o carrozzina, riduce notevolmente la pressione sui lati, sorreggendo il paziente lateralmente e assicurando un confortevole supporto alle braccia. Rivestimento anteriore in poliuretano, posteriore in cotone.

### DATI TECNICI

- Fibra cava con rivestimento in PU
- Lavabile in lavatrice a 60°



## Cuscino a semiluna, per arti superiori



**COD. ART. 703420/RCM35209 (Rivestito in poliuretano - Con cintura di fissaggio in nylon)**

Cuscino di posizionamento per arti superiori. Appoggiato sulle gambe è un confortevole cuscino per il riposo delle braccia. Dotato di cintura, è utilizzabile come contenzione in alternativa al tavolino.

### DATI TECNICI

- Superficie lavabile
- Dimensioni (Ø): 30 cm
- Dimensioni (l): 130 cm



## Cuscino di posizionamento con microsfere in polistirolo



**COD. ART. 703510/RCB62400 (Rivestito in poliuretano)**

**COD. ART. 703515/RCB62433 (Rivestito in cotone)**

Sostiene capo, collo e tronco del paziente, lasciando la colonna vertebrale scarica e a riposo. Si adatta alla morfologia individuale. Rappresenta la soluzione ideale per persone affette da asimmetria morfologica.

### DATI TECNICI

- Superficie lavabile
- Dimensioni corpo (Ø): 20 cm
- Dimensioni testa (Ø): 24 cm
- Dimensioni (l): 200 cm



## Cuscino cervicale



**COD. ART. 703480**

Offre sollievo dai dolori della zona cervicale, tramite una notevole riduzione della pressione.

### DATI TECNICI

- Lavabile in lavatrice a 60°



## Cuscino cervicale in memory foam



**COD. ART. 703485**

Versione realizzata in memory foam a lenta memoria.



## Cuscino multifunzioni universale



**COD. ART. 703300/RCM15000 (Rivestito in poliuretano)**

**COD. ART. 703305/RCM15033 (Rivestito in cotone)**

Grazie all'interno in microsfere di polistirolo ad effetto ergonomico, offre una varietà di applicazioni: posizionamento laterale, arti inferiori, sotto le ginocchia.

### DATI TECNICI

- Superficie lavabile
- Dimensioni (Ø): 35 cm
- Dimensioni (l): 80 cm



## Cuscino di posizionamento universale lungo



**COD. ART. 703230/RCM12200 (Rivestito in poliuretano)**

**COD. ART. 703235/RCM12233 (Rivestito in cotone)**

Grazie all'interno in microsfere di polistirolo, che si modellano secondo necessità, si adatta alla posizione assunta dal paziente, sia sul dorso che di lato, adattandosi perfettamente alla sua morfologia. Impedisce di rotolare sui lati e, posizionato tra gli arti inferiori, evita frizioni e spiacevoli conseguenti irritazioni.

### DATI TECNICI

- Superficie lavabile
- Dimensioni corpo (Ø): 26 cm
- Dimensioni testa (Ø): 35 cm
- Dimensioni (l): 280 cm

### RICAMBI

- Fodera in poliuretano  
Lavabile in lavatrice a 60°  
**COD. ART. 703245/RCM12299**
- Fodera di cotone  
Lavabile in lavatrice a 60°  
**COD. ART. 703240/RCM12288**



### ACCESSORI CUSCINO DI POSIZIONAMENTO UNIVERSALE LUNGO



- Fodera Cover Safety per cuscino di posizionamento universale lungo  
**COD. ART. 703255/RCM12399 (Rivestito in poliuretano)**  
**COD. ART. 703250/RCM12383 (Rivestito in cotone)**

Mantiene il cuscino nella sua forma curva originale, evitando che il paziente scivoli sui lati o fuoriesca dal letto. Lavabile in lavatrice a 60°, dimensioni 48 x 65 cm.

## Cuscino di supporto arti inferiori



**COD. ART. 703340/RCM17000 (Rivestito in poliuretano)**

**COD. ART. 703345/RCM17033 (Rivestito in cotone)**

Grazie alle microsfere di polistirolo, garantisce un sostegno avvolgente e stabile a gambe e cosce. La ripartizione del peso e dei punti d'appoggio riduce la pressione, mantenendo le gambe in perfetto relax. Sgrava la colonna vertebrale, fondamentale in caso di problemi discali. Utilizzabile anche per migliorare la circolazione sanguigna.

### DATI TECNICI

- Superficie lavabile
- Dimensioni (hxlxl):  
20 x 70 x 62 cm

### RICAMBI

- Fodera in poliuretano  
Lavabile in lavatrice a 60°  
**COD. ART. 703355/RCM17099**
- Fodera di cotone  
Lavabile in lavatrice a 60°  
**COD. ART. 703350/RCM17088**



## Cuscino di posizionamento triangolare



**COD. ART. 703360/RCM18000 (Rivestito in poliuretano)**

**COD. ART. 703365/RCM18033 (Rivestito in cotone)**

Posizionato sotto le cosce, con il fermo sotto il cavo popliteo, assesta confortevolmente il paziente a livello addominale e con gli arti inferiori ad angolo retto. Grazie all'interno in microsfere di polistirolo, si modella sull'incavo naturale della colonna vertebrale, consentendo il completo rilassamento muscolare e dunque il massimo comfort.

### DATI TECNICI

- Superficie lavabile
- Dimensioni (hxlxl):  
28 x 30 x 60 cm

### RICAMBI

- Fodera in poliuretano  
Lavabile in lavatrice a 60°  
**COD. ART. 703375/RCM18099**
- Fodera di cotone  
Lavabile in lavatrice a 60°  
**COD. ART. 703370/RCM18088**



## Supporto per gambe e talloni




**COD. ART. 703380/RCM19000 (Rivestito in poliuretano)**

Grazie all'interno in microsfere di polistirolo, si modella facilmente, alleviando i talloni da ogni carico. Può essere fissato al letto tramite una cintura in nylon.

### DATI TECNICI

- Superficie lavabile
- Dimensioni (Ø): 20 cm
- Dimensioni (l): 85 cm



## Cuscino di posizionamento e supporto dell'arto superiore



**COD. ART. 390068/RCM16000 (Rivestito in poliuretano)**

**COD. ART. 390069/RCM16033 (Rivestito in cotone)**

Grazie all'interno in microsfere di polistirolo, assicura all'arto superiore un sostegno soffice e sicuro. La particolare forma a cuneo mantiene la mano in posizione elevata favorendo la circolazione sanguigna. Può essere usato anche come supporto dell'arto inferiore e tallone.



### DATI TECNICI

- Superficie lavabile
- Dimensioni (hxlxl): 28 x 30 x 60 cm

### ACCESSORI CUSCINO DI POSIZIONAMENTO



- Fodera con cinturino di fissaggio  
**COD. ART. 703335/RCM16099 (Rivestito in poliuretano)**  
**COD. ART. 703330/RCM16083 (Rivestito in cotone)**  
Lavabile in lavatrice a 60°

## Comodone imbottito a moduli



**COD. ART. 707508**

Sistema di posizionamento per letto, permette di mantenere la postura eretta del tronco grazie alla struttura contenitiva laterale. Completo di moduli che permettono l'adeguato posizionamento sul letto.



### DATI TECNICI

- Rivestimento esterno: ecopelle ignifuga
- Imbottitura interna: poliuretano espanso
- Larghezza totale: 60 cm
- Larghezza interna: 40 cm
- Altezza braccioli: 30 cm

## Comodone imbottito semplice



**COD. ART. 707509**

Sistema di posizionamento per letto, permette di mantenere la postura eretta del tronco grazie alla struttura



### DATI TECNICI

- Rivestimento esterno: ecopelle ignifuga
- Imbottitura interna: poliuretano espanso
- Larghezza totale: 59 cm
- Larghezza interna: 35 cm
- Altezza braccioli: 30 cm

## Coprispanda imbottita - Impermeabile



**COD. ART. 265630**

Realizzata in poliuretano spalmato spugnabile attutisce gli urti accidentali, viene fissata alle sponde tramite clip di chiusura elasticizzate - Universali

### DATI TECNICI

- Rivestimento esterno: 100% Poliuretano Spalmato (Ignifugo)
- Imbottitura interna: 100% Poliestere (Ignifugo)
- Misura: 200 x 50 cm
- Confezione: Pz.



## Coprispanda imbottita in cotone



**COD. ART. 265620**

Realizzata in cotone e poliestere attutisce gli urti accidentali, viene fissata alle sponde tramite laccetti - Universali

### DATI TECNICI

- Rivestimento esterno: 100% Cotone
- Imbottitura interna: 100% Poliestere
- Misura: 200 x 50 cm
- Confezione: Pz.



## Rete di protezione per sponde letto




**COD. ART. 265650/RCP09145 (Dimensioni in cm: 40x145)**

**COD. ART. 265655/RCP09195 (Dimensioni in cm: 40x190)**

Realizzata in maglia di rete, evita al paziente di scivolare con gambe o braccia nelle intercapedini del letto. Si fissa tramite 4 fibbie. Fornita in paia.

### DATI TECNICI

- Lavabile in lavatrice a 60°



## Protezione a cuneo imbottita per sponde letto



**COD. ART. 265634/RCP30090**

Di forma triangolare, in espanso ad alta densità, protegge efficacemente dagli urti in caso di movimenti bruschi del paziente. Si fissa alle sbarre tramite 2 fibbie. Fornita in paia e completa di fodera in poliuretano.

### DATI TECNICI

- Superficie lavabile
- Dimensioni (hxlxl): 25 x 20 x 90 cm



## Cintura addominale



**COD. ART. 705063/RFC26000**

Stabilizza il busto, assicurando il paziente alla carrozzina. Ideale in caso di mobilità leggermente alterata. Si fissa allo schienale tramite fibbia regolabile.

### DATI TECNICI

- In 100% poliestere (Terilene)
- Lavabile in lavatrice a 95°
- Misura unica con fibbia regolabile



## Cintura addominale larga



**COD. ART. 705064/RFC26100**

Stabilizza il busto, assicurando il paziente alla carrozzina. La fascia, più larga rispetto al mod. precedente, offre un'ottima tenuta evitando spiacevoli sensazioni di soffocamento. Ideale in caso di mobilità leggermente alterata. Si fissa allo schienale tramite fibbia regolabile.

### DATI TECNICI

- In 100% poliestere (Terilene)
- Lavabile in lavatrice a 95°
- Misura unica con fibbia regolabile



## Cintura addominale con presa pelvica



**COD. ART. 705065/RFC26200**

Contorna il giro-vita e passa tra gli arti inferiori del paziente, evitando lo scivolamento in avanti. Si fissa allo schienale e al telaio della carrozzina grazie a un sistema a 2 fibbie.

### DATI TECNICI

- In 100% poliestere (Terilene),
- Lavabile in lavatrice a 95°
- Misura unica con fibbia regolabile



## Cintura addominale con pettorina



**COD. ART. 705066/RFC26300**

Contorna il giro-vita del paziente, mantenendo il busto eretto ed evitando lo scivolamento in avanti. Si fissa allo schienale grazie a un sistema a 2 fibbie.

### DATI TECNICI

- In 100% poliestere (Terilene),
- Lavabile in lavatrice a 95°
- Misura unica con fibbia regolabile



## Cintura addominale con presa pelvica e pettorina



**COD. ART. 705067/RFC26400**

Contorna il giro-vita del paziente, mantenendo il busto eretto e sostenendo le spalle. Dotata anche di presa pelvica, garantisce un'ottima sicurezza, evita lo scivolamento in avanti, sui lati e la flessione del busto. Si fissa allo schienale e al telaio della carrozzina grazie a un sistema a 3 fibbie.

### DATI TECNICI

- In 100% poliestere (Terilene)
- Lavabile in lavatrice a 95°
- Misura unica con fibbia regolabile



## Cintura a pettorina con chiusura a cerniera



**COD. ART. 705068/RFC27000**

Sostiene il busto e le spalle impedendo lo scivolamento e la flessione del busto in avanti. Facilmente posizionabile, anche dal paziente stesso.

### DATI TECNICI

- In 100% poliestere (Terilene),
- Lavabile in lavatrice a 95°
- Misura unica con fibbia regolabile



## Cintura addominale predisposta



**COD. ART. 705060/RFC25100**

Molto funzionale, è l'ideale per persone con mobilità moderatamente alterata. Ottima tenuta grazie alla fascia larga. Le sono applicabili la fascia pelvica 705061 e la pettorina con bretella 705062.

### DATI TECNICI

- In 100% poliestere (Terilene)
- Lavabile in lavatrice a 95°
- Misura unica con fibbia regolabile



### ACCESSORI CINTURA ADDOMINALE PREDISPOSTA



- Fascia pelvica  
**COD. ART.  
705061/RFC25200**



- Pettorina con bretelle  
**COD. ART.  
705062/RFC25300**

## Cintura addominale con chiusura magnetica



**COD. ART. 705715/RFC47115 (Cintura senza chiusura: small/medium da 60 a 110 cm)**

**COD. ART. 705716/RFC47140 (Cintura senza chiusura: large da 85 a 135 cm)**

Ideale per pazienti con mobilità alterata di qualsiasi corporatura.  
E' realizzata in tessuto blu chiaro, 100% poliestere (Terilene).

### DATI TECNICI

- Fuoco ritardante
- Lavabile in lavatrice a 95°

### CHIUSURE NECESSARIE:

- Magnetica (con chiave magnetica)
- 2 x **COD. ART. 705035/RFK01222**
- 1 x **COD. ART. 705034/RFK01111**



### ACCESSORI CINTURA ADDOMINALE CON CHIUSURA MAGNETICA



- Fascia pelvica  
**COD. ART. 705005/RFP22000**

Dispositivo di sicurezza supplementare, impedisce al paziente di scivolare in avanti. Lavabile in lavatrice a 95°. Misura unica

## Cintura a fissaggio rapido



**COD. ART. 705070/RFL45000 (Per carrozzine/sedie geriatriche con seduta e schienale separati)**

**COD. ART. 705071/RFL40000 (Per carrozzine/sedie geriatriche con seduta e schienale uniti)**

Immobilizza le gambe del paziente, impedendo lo scivolamento in avanti. L'imbottitura in Terilene con espanso in poliuretano ad alta densità evita la spiacevole sensazione di schiacciamento. Si fissa allo schienale con una fibbia.

### DATI TECNICI

- In 100% poliestere (Terilene)
- Lavabile in lavatrice a 95°
- Misura unica



## Fasce di sicurezza per arti inferiori



**COD. ART. 705069/RFL28000**

Consentono l'immobilizzazione semplice ed efficace degli arti inferiori, separatamente l'uno dall'altro, lasciando così una buona libertà di movimento. Chiusura con fibbie regolabili. Fornite in paia.

### DATI TECNICI

- In 100% poliestere (Terilene)
- Lavabile in lavatrice a 95°
- Misura unica



## Cintura addominale per letto KOMFIX STANDARD



COD. ART. 705010/RFB11100 (Small: da 65 a 100 cm)  
 COD. ART. 705011/RFB11115 (Medium: da 85 a 115 cm)  
 COD. ART. 705012/RFB11135 (Large: da 105 a 135 cm)

Adattabile a qualsiasi modello di letto, garantisce protezione e sicurezza nel posizionamento, lasciando al paziente ampia libertà di movimento. Si chiude con facilità.



### CHIUSURE NECESSARIE:

Magnetica:

- 1 x COD. ART. 380025/RFK01222
- 1 x COD. ART. 380026/RFK01111

## Cintura addominale per letto componibile KOMFIX



COD. ART. 705100/RFB10060 (Extra small: da 50 a 75 cm)  
 COD. ART. 705000/RFB10115 (Small-medium: da 60 a 110 cm)  
 COD. ART. 705001/RFB10140 (Large: da 85 a 135 cm)



Impedisce l'abbandono del letto, lasciando però ampia libertà di movimento. Il paziente può muovere le gambe, le braccia, il dorso, può mettersi a sedere o posizionarsi sui lati, senza il rischio di cadere. E' il dispositivo ideale per lo svolgimento di tutte le attività che richiedono la posizione seduta, come mangiare, scrivere, leggere.

### CHIUSURE NECESSARIE:

Magnetica:

- 3 x COD. ART. 705035/RFK01222
- 1 x COD. ART. 705034/RFK01111



- Prolunga per cintura addominale  
**COD. ART. 705002/RFB10200**  
(Misura unica. Per pazienti con giro-vita superiore ai 135 cm)

**CHIUSURE NECESSARIE:**

Magnetica:

- 1 x **COD. ART. 705035/RFK01111**



- Rinforzo per cintura addominale  
**COD. ART. 705003/RFE24000**  
(Lunghezza 60 cm)  
**COD. ART. 705004/RFE24500**  
(Lunghezza 80 cm)

Mantiene il paziente in posizione di decubito dorsale oppure di decubito laterale.

**CHIUSURE NECESSARIE:**

Magnetica:

- 1 x **COD. ART. 705035/RFK01111**



- Cinghie di bloccaggio per fissa spalle  
**COD. ART. 380005/RFE24500**  
(Misura unica)

Dispositivo di sicurezza supplementare. Grazie a 2 cinghie di bloccaggio, mantiene il busto del paziente aderente al materasso impedendogli di sollevarsi. Fornite in paia.

**CHIUSURE NECESSARIE:**

Magnetica:

- 2 x **COD. ART. 705035/RFK01111**

- Cintura ferma-polso KOMFIX  
**COD. ART. 705013/RFW16100**  
(Misura unica)

Dispositivo di sicurezza supplementare. Associata alla cintura addominale KOMFIX assicura un'efficace immobilizzazione delle braccia lungo il corpo. Fornita in paia.

**CHIUSURE NECESSARIE:**

Magnetica:

- 2 x **COD. ART. 705035/RFK01111**



- Cintura pelvica  
**COD. ART. 705005/RFP22000** (Misura unica)

Dispositivo di sicurezza supplementare. Evita al paziente di scivolare verso i piedi del letto.

**CHIUSURE NECESSARIE:**

Magnetica:

- 1 x **COD. ART. 705035/RFK01111**



- Cintura fissa-spalle  
**COD. ART. 705006/RFY21000** (Small-medium)  
**COD. ART. 705007/RFY21500** (Large)

Dispositivo di sicurezza supplementare. Impedisce al paziente di alzarsi sul letto.

**CHIUSURE NECESSARIE:**

Magnetica:

- 2 x **COD. ART. 705035/RFK01111**

## Cintura fissaspalle universale



**COD. ART. 705008/RFM23000 (Misura unica)**

Usata da sola, mantiene il paziente in posizione dorsale, per mantenere il busto aderente al materasso, impedendogli di sollevarsi.

### CHIUSURE NECESSARIE:

Magnetica:

- 2 x COD. ART. 705035/RFK01111



## Cintura ferma-polso Komfix Standard



**COD. ART. 705014/RFW16200 (Misura unica)**

Immobilizza efficacemente il polso del paziente, lasciandogli una parziale libertà di movimento. Si fissa direttamente al telaio del letto. Fornita in paia.

### CHIUSURE NECESSARIE:

Magnetica:

- 4 x COD. ART. 705035/RFK01111
- 1 x COD. ART. 705034/RFK01222



## Cintura ferma-polso Komfix Security



**COD. ART. 705015/RFW16550 (Misura unica)**

Immobilizza completamente le braccia, con una sola presa. Fornita in paia.

### CHIUSURE NECESSARIE:

Magnetica:

- 4 x COD. ART. 705035/RFK01111
- 1 x COD. ART. 705034/RFK01222



## Cintura ferma-caviglie Komfix Standard



**COD. ART. 705016/RFA17200 (Misura unica)**

Immobilizza le caviglie senza costringere, lasciando al paziente una parziale libertà di movimento. Utilizzata invece con una cinghia di connessione (accessorio), impedisce qualsiasi movimento. Fornita in paia.

### CHIUSURE NECESSARIE:

Magnetica:

- 4 x COD. ART. 705035/1111
- 1 x COD. ART. 705034/RFK01222



**ACCESSORI**



- Chiave magnetica per aprire la chiusura magnetica  
**COD. ART. 705034/RFK01222**



- Serratura magnetica; perno e base  
**COD. ART. 705035/RFK01111**



- Porta chiave meccanica o magnetica  
**COD. ART. 705036/RFK00600**

**Cintura ferma-polso standard**



**COD. ART. 705051/RFW16000 (Misura unica)**

Dotata di cinghie in nylon separate (larghezza cm 2,5) si fissa facilmente al letto. Immobilizza il polso del paziente in tutti i casi in cui sia necessario, come ad esempio durante una perfusione. Sistema di chiusura a velcro. Fornita in paia.



**Cintura ferma-caviglia standard**



**COD. ART. 705052/RFA17000 (Misura unica)**

Dotata di 3 cinghie in nylon separate (larghezza cm 2,5) immobilizza le caviglie delicatamente, senza comprimere troppo. Sistema di chiusura a velcro. Fornita in paia.



**Cintura per polso/caviglia modello standard Posey**



**COD. ART. 704095/2528**

Di facile utilizzo, fissa polsi o caviglie assicurando il massimo comfort. Polsiera realizzata in gomma schiuma (foam) di 6 cm di spessore. Chiusura a fibbia. Dotata di 2 lacci.

**DATI TECNICI**

- Dimensioni polsiera: 34 x 8 cm
- Lunghezza lacci: 140 cm (Forniti al paio)



## Tavolino per carrozzina universale



**COD. ART. 704100/RCT39200**

Con base in legno ricoperta da fodera in poliuretano, si fissa facilmente ai braccioli di qualsiasi carrozzina.

### DATI TECNICI

- Superficie lavabile
- Dimensioni: 62 x 34 cm

### RICAMBI

- Fodera in PU, con laccetti per tavolino  
Lavabile in lavatrice a 60°  
**COD. ART. 704101**



## Appoggia braccio



**COD. ART. 703945/RCA03300**

Facilita il sostegno del braccio consentendo di posizionare la mano a piatto. Ideale per pazienti emiplegici. Si adatta a tutte le carrozzine.

### DATI TECNICI

- Superficie lavabile



## Appoggia braccia con laccetti



**COD. ART. 703950/RCA03385**

Sostiene il braccio consentendo un'ottimale posizione della mano. La piastra rigida di rinforzo ed i 2 lacci garantiscono la massima stabilità. Ideale per pazienti emiplegici. Si adatta a tutte le carrozzine.

### DATI TECNICI

- Superficie lavabile



## Pantofole antiscivolo



**COD. ART. 703990/RCS10045**

In morbido cotone e poliuretano e dotate di suola antiscivolo, evitano di scivolare sugli appoggia piedi della carrozzina e a terra. Due sistemi di chiusura a velcro ne facilitano il fissaggio al poggiatesta di qualsiasi carrozzina. Facili da indossare, assicurano comfort e protezione dagli urti. Fornite in paia.

### DATI TECNICI

- Superficie lavabile



## Sacca portaoggetti



**COD. ART. 704130/RCA10044**

In poliuretano, è l'ideale per contenere gli effetti personali del paziente o la documentazione medica necessaria all'operatore sanitario. Si adatta a qualsiasi carrozzina.

### DATI TECNICI

- Lavabile in lavatrice a 60°



## Porta sacca urina



**COD. ART. 704134/RCA10305**

Fissata al telaio della carrozzina sotto al sedile, alloggia la sacca per urina, realizzata con strato a rete consente di controllare il livello dei liquidi.



## Bavaglio



**COD. ART. 704049/RCA20001**

Realizzato in soffice poliuretano, è impermeabile e piacevole al tatto. Protegge completamente torace, addome e cosce.

### DATI TECNICI

- Lavabile in lavatrice a 60°
- Dimensioni: 45 x 80 cm



## Bavaglio con tasca



**COD. ART. 704050/RCA20011**

Realizzato in soffice poliuretano, è impermeabile e piacevole al tatto. Protegge torace e addome. Provvisto di ampia tasca alla base.

### DATI TECNICI

- Lavabile in lavatrice a 60°
- Dimensioni: 50 x 45 cm



## Guanto di protezione




**COD. ART. 703600/RCP01100 (Misura unica)**

Grazie all'interno in fibra cava siliconata ricoperto da tessuto in morbido cotone aerato, minimizza i movimenti della mano garantendo il massimo comfort. Fornito in paia.

### DATI TECNICI

- Lavabile in lavatrice a 60°



## Guanto di protezione rigido



**COD. ART. 703604/RCP01235 (Misura unica)**

Realizzato in cotone, è dotato di una superficie rigida in materiale plastico dalla parte del palmo e di una retina sul dorso, per consentire una traspirazione ottimale. Particolarmente indicato ai pazienti agitati e/o pericolosi per se stessi, impedisce la presa degli oggetti pur lasciando le dita libere di muoversi. Due anelli con eventuale serratura sono previsti nel caso in cui il paziente si tolga i guanti afferrandoli coi denti.

### DATI TECNICI

- Lavabile in lavatrice a 60°



## Guanto di protezione Posey 2816



**COD. ART. 703612/2816 (Misura unica)**

Con separatore delle dita e parte esterna in rete, per consentire un'ottimale traspirazione. Fornito in paia.

### DATI TECNICI

- Lavabile in lavatrice a 60°



## Impugnatura per la terapia della mano in spugna con laccetto Posey



**COD. ART. 703921 (Misura unica)**

Realizzato in morbida spugna garantisce di evitare la chiusura della mano. Il laccetto elastico mantiene l'impugnatura nella corretta posizione.

### DATI TECNICI

- Lavabile in lavatrice a 60°



## Traversa salvamaterasso impermeabile con ali di ricalzo

**COD. ART. 335704**

Traversa impermeabile ad alta capacità di assorbenza con ali di ricalzo per l'accomodamento sotto il materasso. Assorbe velocemente i liquidi mantenendo la superficie asciutta grazie ai 4 strati di materiale assorbente e ad una membrana impermeabile.

### DATI TECNICI

- Tessuto: 100% poliestere
- Lavabile a 90°
- Misura: 80 x 90 cm



## Traversa Cerata - Pvc/Cotone

**COD. ART. 335700**

Traversa semplice cerata, impermeabile, realizzata in foglio di PVC unito ad una membrana in spugna di cotone. Anallergica, anticaro, si infila comodamente anche sotto il materasso.

### DATI TECNICI

- Tessuto: Superficie in spugna di cotone 100%. Spalmatura in PVC
- Lavabile a 90°
- Misura: 100 x 150 cm



## Traversa Monouso

**COD. ART. 335710**

Traversa in Fluff assorbente monouso  
Fornite in confezioni da 30 pz.

### DATI TECNICI

- Tessuto: Tessuto non tessuto 100% idrofilo in morbido polipropilene filtrante
- Misura: 60 x 90 cm
- Confezione di 30 Pz.



## Lenzuolo anticaduta

**COD. ART. 705806 (Misura unica)**

Previene le cadute evitando che la persona possa scavalcare la spondina del letto.

Morbido tessuto traspirante altamente resistente agli strappi.

Garantisce ampi movimenti nel letto.

### DATI TECNICI

- Lavabile in lavatrice a 70°

